



Klinisk Biokemisk Afdeling, AHH		Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret Glastavle			Niveau: Øvrige dokumenter	
Dokument ID: 8113	Forfatter: LG, KHA	Redaktør: LG	Dokumentansvarlig: Præ	Version: 6.0	Godkendt af: LG	
Dokumentbrugere:					2024-08-06	

Bloddyrkningskolber tages altid først, derefter er der ingen krav til rækkefølgen

Labka II glasnavn	Propfarve/glas	Information om indhold
dyrk-Vo		Bloddyrkningskolber 2 Aerobe, 1 Anaerob og 1 Mycosis vækstmedie
blå3,5S		3,5 mL glas tilsat NaCitrat (3,2%)
gold3,5 / rød4S		3,5/ 4,0 mL glas +/- separationsgel tilsat koagulations aktivator
mint3,5 / grøn4S		3,5/ 4,0 mL glas +/-separationsgel tilsat LiHeparin
lilla2H /lilla4S		2,0/ 4,0 mL glas tilsat K2EDTA
rosa3S		3,0 mL glas tilsat Na-Fluorid og Na2EDTA
sort1,5		1,5 mL glas tilsat NaCitrat (3,2%)

Distribution

1: VIP

Revisionslog

Version	Godkendt	Ændringskommentar
6	2024.08.06	Lilla2H tilføjet