



**Amager Hospital  
Hvidovre Hospital**

Klinisk Biokemisk Afdeling

Kettegård Allé 30  
2650 Hvidovre

**Afsnit** 339

**Telefon** 3862 3862

**Mail** Lise.Bathum@regionh.dk

Dato: 05.03.2018

*Til de kliniske afdelingsledelser*

*Amager Hvidovre Hospital*

*og*

*Læger i praksis*

*Medicinsk optageområde Syd*

### **Vedrørende: Pseudotrombocytopeni og tælling af trombocytter i citrat-blod**

Almindeligvis bestemmes Trombocytter;B (NPU03568) ved tælling af trombocytterne i EDTA-blod. I sjældne tilfælde agglutinerer trombocytter i EDTA-blod (et *in-vitro* fænomen), hvilket fører til falsk for lave resultater. I disse tilfælde anbefales at tælle trombocytterne i citrat-blod i stedet for i EDTA-blod.

Klinisk biokemisk afdeling har hidtil besvaret Trombocytter;B med teksten "Agglutinerer" og en forklarende tekst. Det vil vi fortsat gøre, men proceduren for bestilling af trombocytter talt i citrat-blod bliver ændret.

Fra og med den 12. marts 2018 skal klinikerne selv bestille tælling af trombocytter i citrat-blod. Det kan gøres ved i Sundhedsplatformen (hospitalerne) eller i WebReq (læger i praksis) at bestille analysen *Trombocytter (citrat mask);B* med analysekoden THROMCIM (EPC00057).

*Med venlig hilsen*

*Lise Bathum  
Ledende overlæge, Ph.d.*

*Lisbeth Mortensen  
Ledende bioanalytiker*

*Bent Lind  
Praksisansvarlig overlæge, dr.med.*